脱氧核糖核酸酶 I DNase I

REF cmE030-S

10× DNaseI Reaction Buffer	100µ1
DNase I(RNase Free),5U/μl	100µ1
RNase-free H ₂ O	100µ1

产品描述:

DNase I(Deoxyribonuclease I,脱氧核糖核酸酶 I)是一种可以将单链或双链 DNA 同等程度进行随机分解,生成具有 5'-P 末端寡核苷酸的脱氧核糖核酸内切酶。 DNase I 水解单链或双链 DNA,其活性依赖于钙离子,并能被镁离子或二价锰离子激活。镁离子存在条件下,DNase I 可随机剪切双链 DNA 的任意位点;二价锰离子存在条件下,DNase I 能将双链 DNA 同时切断,使DNA 片段化。

产品用途:

- ◆ 制备不含 DNA 的 RNA 样品;
- ◆ RT-PCR 反应前 RNA 样品中,去除基因组 DNA 等可能 DNA 污染;
- ◆ 体外 T7, T3, SP6 等 RNA 聚合酶催化的体外转录 后去除 DNA 模板;
- ◆ 用于足迹法(Footprinting)分析 DNA-蛋白质相互 作用:
- ◆ 与 DNA 聚合酶 I 一起用于切口平移;
- ◆ 二价锰离子存在条件下,使 DNA 片段化,产生 DNA 随机片段文库:
- ◆ 细胞凋亡 TUNEL 检测中部分剪切基因组 DNA 作为阳性对照

注意事项:

- ◆ 使用时将酶置于冰上操作,使用完毕后-20℃保存。
- ◆ 金属离子螯合剂, 0.1%SDS, DTT, 巯基乙醇等对酶有抑制作用。

保存温度:

-20℃保存

质量保证:

经多次柱纯化,SDS-PAGE 胶检测仅可见清晰单一的目的条带,Q-PCR 方法检测无大肠杆菌 DNA 残留,无RNase 污染。

活性定义:

37℃条件下,10min 内,将能够完全降解 1μg PBR322 质粒 DNA 所需的酶量定义为1个活性单位。

使用实例:

- 一、去除 RNA 样品中污染的基因组 DNA,操作步骤 如下:
 - (1) 试剂融化后,在冰上配制如下反应体系:

模板 RNA	lμg
10×DNaseI Reaction Buffer	1μl
DNase I (RNase Free), 2U/μl	1μl
RNase Inhibitor (1U/μ1)	2μl (可不加)
RNase-free H ₂ O	至 10µl

(2)混匀后瞬时离心,37℃孵育30min。(RNA在加热时容易降解,可以用苯酚/氯仿抽提去除DNase I,乙醇沉淀RNA。)

